


icumedical

Level 1®



Calentador Convectivo Equator® y Mantas Térmicas Snuggle Warm® para Pacientes

Pacientes Más Cálidos.
Mejores Resultados.



Calentador Convectivo Equator®

LA CIRUGÍA TIENE SUS COMPLICACIONES. TIRE LA HIPOTERMIA DE LA LISTA.

El calentador convectivo Equator® está diseñado para ayudar a mantener la temperatura normotérmica de un paciente.



BENEFICIOS DEL CALENTADOR CONVECTIVO EQUATOR®


- Cuatro configuraciones de temperatura le permiten elegir la temperatura apropiada para cada paciente
- La velocidad de aire de hasta 2.400 fpm (pies por minuto) optimiza los resultados de calentamiento
- El control de temperatura patentado en la punta de la manguera facilita temperatura consistente del aire entregado independientemente de la temperatura del ambiente
- Las alarmas de Sobretemperatura, Temperatura Baja y de Desconexión / Oclusión aseguran la entrega del calentamiento exacto a sus pacientes
- Una alarma de Sobretemperatura en cada punto de referencia (36°C, 40°C y 44°C) promueve la seguridad del paciente
- Un conector de la manguera derecha con ángulo en a también proporciona entrada suave en la manta
- Las cuatro aberturas en la punta de la manguera mantienen el flujo de aire si el material de la manta ocluye acaso la punta de la manguera, ayudando a prevenir la acumulación del calor en un único lugar
- La conexión segura de la manta ayuda a evitar las desconexiones para el desempeño consistente
- Consume sólo 4 amps en una configuración mínima de calor de 44 grados centígrados (°C)
- La operación tranquila le permitirá centrar en su paciente

Snuggle Warm® Mantas Térmicas para Pacientes

PACIENTES MÁS CÁLIDOS. MEJORES RESULTADOS


Desde el preoperatorio al posoperatorio, las mantas térmicas Snuggle Warm® para pacientes tienen a usted cubierto. Ofreciendo 16 estilos para una amplia variedad de necesidades de posicionamiento del paciente y acceso quirúrgico. Las mantas térmicas Snuggle Warm® para pacientes le proporcionan numerosas opciones para calentar sus pacientes.

MANTAS PARA ADULTOS




SWU-2001

Manta para Cuerpo Completo




SWU-2003

Manta para Cuerpo Superior



SWU-2004

Manta para Cuerpo Inferior




SWU-2007

Manta Tubular




SWU-2008

Manta Cardíaca Estéril



SWU-2010

Manta Pequeña para Cuerpo Superior




SWU-2013

Manta Adulto para Debajo del Cuerpo




SWU-2113

Manta Adulto para Debajo del Cuerpo con Aberturas para el Brazo




SWU-2014L

Manta con Acceso Lateral Izquierdo




SWU-2014R

Manta con Acceso Lateral Derecho




SWU-2016

Manta para Cuerpo Completo con Acceso Separado



SWU-2018

Manta de Múltiples Accesos



SWU-2119

Manta Tipo Poncho con Aberturas para los Brazos

MANTAS PARA RECIÉN NACIDOS Y PACIENTES PEDIÁTRICOS



SWU-2002

Manta Pediátrica para Cuerpo Completo



SWU-2009

Manta Pediátrica para Debajo del Cuerpo



SWU-2011

Manta Pediátrica Grande para Debajo del Cuerpo

Calentador Convectivo Equator®		
Código	Descripción	Unidades / Caso
EQ-5000	Calentador Convectivo Equator®	1

Mantas Térmicas Snuggle Warm® para Pacientes		
SWU-2001	Manta para Cuerpo Completo	10
SWU-2002	Manta Pediátrica para Cuerpo Completo	10
SWU-2003	Manta para Cuerpo Superior	10
SWU-2004	Manta para Cuerpo Inferior	10
SWU-2007	Manta Tubular	10
SWU-2008	Manta Cardíaca Estéril	10
SWU-2009	Manta Pediátrica para Debajo del Cuerpo	10
SWU-2010	Manta Pequeña para Cuerpo Superior	10
SWU-2011	Manta Pediátrica Grande para Debajo del Cuerpo	10
SWU-2013	Manta Adulto para Debajo del Cuerpo	10
SWU-2113	Manta Adulto para Debajo del Cuerpo con Aberturas para el Brazo	10
SWU-2014L	Manta con Acceso Lateral Izquierdo	10
SWU-2014R	Manta con Acceso Lateral Derecho	10
SWU-2016	Manta para Cuerpo Completo con Acceso Separado	10
SWU-2018	Manta con Múltiples Acceso	10
SWU-2119	Manta Tipo Poncho con Aberturas para el Brazo	10